

経費削減のお役に立ちます！まずはご検討を！

低価格で高品質。

ワンランク上のインプラントオペをサポートします。

すずラボの Surgical Guide

1～3本

¥35,000

4本以上

¥43,000~

ストローマンガイドは
1万円値引きいたします

納期

設計確認から

4日後

(土日祝を含む)

※お急ぎの場合は製作スケジュールを調整いたしますのでご相談ください。

すずラボの サージカルガイド **3**つのメリット

1. プランニングの 時間短縮

データを送るだけでインプラント体の
仮配置までを行いますので、
プランニングに掛かる時間を
大幅に短縮できます。

2. お預かりは データでも 模型でもOK

データでも模型でも、慣れたやり方で
お送りいただけます。


3. 返品対応可

もしガイドが使用できなかった場合は、
1万円を返金いたします。
使用しなかったガイドはご返却ください。
また品質向上のため、原因究明に関する
アンケートにご協力をお願いします。

すずラボのサージカルガイドは プランニングの時間短縮と クオリティ向上を両立させた 画期的なシステムです。

大幅に簡略化された製作工程


一般的な工程



他社製品との比較

	S社	L社	 すずラボ
価格	1〜3本 30,000〜34,000円 4本以上 36,000〜40,000円	1〜3本 42,000〜56,000円 4本以上 63,000〜84,000円	1〜3本 35,000円 4本以上 43,000円〜 ※ストローマンガイドは1万円値引き
納期	土・日・祝を除き 1〜2日後	土・日・祝を除き 7日後	土・日・祝を含め 4日後
サポート対応時間	10:00〜17:00	9:30〜17:00	8:30〜18:00
追加料金	有り	有り	無し
シミュレーションタイプ	Wax up 無し	Wax up 無し	Wax up 有り (理想的な最終補綴をイメージしながら埋入位置の調整が可能)
模型で適合確認	無し	無し	有り

複雑な形状も正確にマッチングさせるCTテンプレート




①上顎に金属のブリッジが入っている症例。口腔内写真ではきれいに写りますが、②レントゲン上では金属によるアーチファクトが多く出ているため、CTテンプレート無しでのマッチングが困難です。




③すずラボのCTテンプレートには、造影レジンを埋め込んで提供します。

④⑤緑色の部分が造影レジンです。



これにより、テンプレート入り模型・顎模型・テンプレート入りDICOMデータの3情報を正確にマッチングさせることができます。

サージカルガイド納品までの流れ



ご依頼方法

ご依頼の方は、下記「サージカルガイドプランニングサポート確認書」を弊社までご提出ください。
(コピーするなどしてご利用いただくか、ページ下部のお問い合わせ先へ直接ご連絡いただいても構いません)

サージカルガイドプランニングサポートを ご利用の歯科医院様へ

サージカルガイドプランニングサポートは設計のサポートをするものであり、
CTデータが完全に反映されたものではございません。
十分にご留意された上、ご利用ください。

技工所が行うのはプランニングのサポートのみであり、
ガイドの確実性を保証するものではございません。
臨床上の不都合につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

サポート内容

- 上下全顎CT画像(DICOMデータ)・上下全顎模型(データ)のマッチング
- 技工所でのプランニングサポート
- ドクターによるプランニングの最終確定(打ち合わせ可)
- サージカルガイド製作～納品

株式会社 鈴木デンタルラボラトリー
代表取締役 鈴木充利



サージカルガイドプランニングサポート確認書

株式会社 鈴木デンタルラボラトリー
代表取締役 鈴木充利 殿

上記の内容について、確認いたしました。

年 月 日

歯科医院名

院長名

印

お問い合わせ (株) 鈴木デンタルラボラトリー

☎ 090-9610-9274 (直通)

☎ 0225-25-4784

✉ info4184@suzulab.com

指示書は
当社ウェブサイトから
ダウンロードいただけます。



<http://www.suzulab.com>